



SIEMENS ACUSON X300 X 300 PREMIUM EDITION + CH5-2 KONVEX + VF10-5 LINEAR + P5-1

SKU: ET082025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **SIEMENS ACUSON X300 Premium Edition** ist ein hochmodernes Ultraschallsystem, das speziell für den vielseitigen Einsatz in der diagnostischen Bildgebung entwickelt wurde. Dieses Gerät kombiniert innovative Technologien mit anwenderfreundlichem Design, um eine herausragende Bildqualität und präzise Diagnosen zu ermöglichen.

Im Lieferumfang enthalten sind die drei vielseitigen Schallköpfe:

- **CH5-2 Konvexsonde:** Ideal für die abdominale Diagnostik sowie die Gynäkologie und Geburtshilfe. Diese Sonde bietet eine hervorragende Penetration und Detailauflösung, um auch tief liegende Strukturen präzise darzustellen.
- **VF10-5 Lineare Sonde:** Speziell geeignet für vaskuläre Untersuchungen, kleine Organe und oberflächliche Strukturen. Sie liefert hochauflösende Bilder mit feiner Detailgenauigkeit.
- **P5-1 Phased-Array Sonde:** Optimiert für kardiologische Anwendungen, ermöglicht diese Sonde eine exzellente Darstellung des Herzens und der großen Gefäße durch ihre breite Abdeckung und hohe Bildwiederholrate.

Die **ACUSON X300 Premium Edition** zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:



- **Fortschrittliche Bildgebungstechnologien:** Inklusive Tissue Harmonic Imaging, Speckle Reduction und adaptiver Bildverarbeitung für klare und kontrastreiche Bilder.
- **Ergonomisches Design:** Ein benutzerfreundliches Bedienfeld und ein flexibler Monitorarm sorgen für komfortables Arbeiten auch bei längeren Untersuchungen.
- **Vielseitige Anwendungen:** Geeignet für Allgemeinmedizin, Kardiologie, Gynäkologie, Urologie, Pädiatrie und Notfallmedizin.
- **Effiziente Workflow-Integration:** Schnelle Bootzeiten, automatisierte Messfunktionen sowie anpassbare Presets unterstützen einen reibungslosen Untersuchungsablauf.

Dank der Kombination aus leistungsstarkem Ultraschallgerät und hochwertigen Sonden bietet das **SIEMENS ACUSON X300 Premium Edition** eine umfassende Lösung für präzise, zuverlässige und schnelle Diagnostik. Es unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, fundierte klinische Entscheidungen zu treffen und die Patientenversorgung zu optimieren.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

