



[SIEMENS ENDO V-II ULTRASOUND ENDOKAVITÄRSONDE](#)

SKU: CZ012025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Siemens Endo V-II Ultrasound Endokavitärsonde** ist ein hochmodernes diagnostisches Werkzeug, das speziell für die endokavitäre Ultraschalldiagnostik entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet eine hervorragende Bildqualität und präzise Diagnostikmöglichkeiten in der Gynäkologie, Urologie und anderen medizinischen Fachgebieten.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Die Sonde liefert gestochen scharfe, detaillierte Ultraschallbilder, die eine exakte Beurteilung der inneren Organe ermöglichen.
- **Ergonomisches Design:** Das schlanke und handliche Gehäuse sorgt für eine komfortable Handhabung und erleichtert die Durchführung der Untersuchung für den Anwender.
- **Vielseitigkeit:** Ideal für die Untersuchung von Gebärmutter, Eierstöcken, Prostata und anderen endokavitär zugänglichen Organen.
- **Optimale Frequenzbereiche:** Die Sonde arbeitet in Frequenzbereichen, die eine ideale Balance zwischen Eindringtiefe und Auflösung gewährleisten.
- **Kompatibilität:** Kompatibel mit einer Vielzahl von Siemens Ultraschallsystemen, was die Integration in bestehende Arbeitsabläufe erleichtert.
- **Hygienische Anwendung:** Die Sonde ist leicht zu reinigen und desinfizieren, was höchste hygienische Standards im klinischen Alltag garantiert.

Anwendungsgebiete:

- Gynäkologische Diagnostik (z. B. Beurteilung der Gebärmutter und der Ovarien)



- Urologische Untersuchungen (z. B. Prostatabildgebung)
- Fruchtbarkeitsdiagnostik und -behandlung
- Interventionelle Verfahren und Biopsien

Durch die Kombination aus innovativer Technologie und anwenderfreundlichem Design unterstützt die **Siemens Endo V-II Ultrasound Endokavitärsonde** medizinisches Fachpersonal dabei, präzise Diagnosen zu stellen und somit die Patientenversorgung zu optimieren.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

