



SIEMENS ERGOSKOP 841 ERGOMETRIEMONITOR

SKU: H122013

zzgl. [Versandkosten](#)

Ergometriemontor passend für Siemens Cardiostat 31 S.
Der Monitor dient zur grafischen Darstellung der EKG Kurve,
es wird eine Ableitung angezeigt

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. – Mwst. wird
nicht gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ergometriemontor passend für Siemens Cardiostat 31 S.
Der Monitor dient zur grafischen Darstellung der EKG Kurve,
es wird eine Ableitung angezeigt

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. – Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen



Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg
www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
Fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

