



SIEMENS MICR02 TRAGBARES PULSOXIMETER - OHNE FINGESENSOR KABEL

SKU: AZ042025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Siemens MicrO2 ist ein tragbares Pulsoximeter, das präzise Sauerstoffsättigungs- und Pulsfrequenzmessungen ermöglicht und dabei auf ein störendes Fingersensorkabel verzichtet. Das kompakte Gerät bietet zuverlässige Messergebnisse in Echtzeit und ist ideal für den mobilen Einsatz in klinischen und häuslichen Umgebungen.



Categories: [Patientenüberwachung](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

