



SIEMENS MOBILETT XP MOBILES RÖNTGEN **MOBILETT DOM 2012**

SKU: ES022024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Siemens Mobilett XP ist ein mobiles Röntgengerät, das durch seine flexible Bauweise und einfache Handhabung eine präzise Bildgebung direkt am Patientenbett ermöglicht. Das Modell *Mobilett DOM 2012* überzeugt durch zuverlässige Technik und hohe Mobilität für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen.



Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Siemens Mobilett XP** ist ein mobiles Röntgengerät, das speziell für den flexiblen und effizienten Einsatz in klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Als Teil der **Mobilett DOM Serie 2012** bietet dieses System moderne Technologie kombiniert mit einfacher Bedienbarkeit, um eine zuverlässige Bildgebung direkt am Patientenbett zu gewährleisten.

Hauptmerkmale:

- **Mobilität:** Das kompakte Design und der leistungsstarke Akku ermöglichen den flexiblen Einsatz in verschiedenen Krankenhausbereichen wie Intensivstation, Notaufnahme oder OP.
- **Bildqualität:** Hochauflösende Röntgenbilder mit optimierter Detektortechnologie sorgen für präzise Diagnosen bei minimaler Strahlenbelastung.
- **Bedienkomfort:** Intuitive Benutzeroberfläche mit leicht zugänglichen Bedienelementen unterstützt schnelle Untersuchungsabläufe und reduziert die Untersuchungszeit.
- **Vielseitigkeit:** Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Thorax-, Abdomen- und



Extremitätenaufnahmen.

- **Sicherheit:** Integrierte Sicherheitsfunktionen und stabile Konstruktion gewährleisten einen sicheren Betrieb auch in anspruchsvollen klinischen Umgebungen.

Technische Details:

- Röntgenröhre mit hoher Leistung für schnelle Belichtungszeiten
- Elektronisch gesteuerte Generatoren für konstante Bildqualität
- Digitale Bildverarbeitung für optimierte Darstellung und Archivierung
- Ergonomisches Fahrgestell mit leichtgängigen Rollen für einfache Manövrierbarkeit
- Kompatibel mit verschiedenen Detektoren und Bildverarbeitungssystemen

Das Siemens Mobilett XP ist ein bewährtes mobiles Röntgensystem, das durch seine Kombination aus Mobilität, Bildqualität und Bedienerfreundlichkeit überzeugt. Es unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, schnelle und präzise diagnostische Entscheidungen zu treffen – auch in herausfordernden Situationen direkt am Patienten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem
Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

Lieferumfang

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

