



## SIEMENS MOBILETT XP MOBILES RÖNTGENERÄT MOBILETTE

**SKU:** EC042025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Siemens Mobilett XP** ist ein mobiles Röntgengerät, das durch seine kompakte Bauweise und einfache Handhabung eine flexible und zuverlässige Bildgebung direkt am Patientenbett ermöglicht. Es bietet hochwertige Bildqualität und optimierte Arbeitsabläufe für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen.



---

**Categories:** [Röntgen & Durchleuchtung](#), [Röntgen und Zubehör](#), [Röntgen und zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Siemens Mobilett XP** ist ein hochmodernes, mobiles Röntgengerät, das speziell für den flexiblen Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Es bietet eine optimale Kombination aus Mobilität, Benutzerfreundlichkeit und technischer Präzision, um diagnostische Bildgebung direkt am Patientenbett oder in Notfallsituationen zu ermöglichen.

### Produktmerkmale und technische Highlights:

- **Mobilität:** Das Gerät ist auf einem robusten, wendigen Fahrgestell montiert, das eine einfache Manövrierbarkeit in engen Krankenhausfluren und Patientenzimmern gewährleistet.
- **Bildqualität:** Ausgestattet mit modernster Röntgentechnik liefert das Mobilett XP hochauflösende Bilder mit geringer Strahlenbelastung, was eine präzise Diagnostik unterstützt.
- **Bedienkomfort:** Ein intuitives Bedienfeld und eine übersichtliche Benutzeroberfläche ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Einstellung der Parameter direkt vor Ort.



- **Flexibilität:** Ideal geeignet für Aufnahmen verschiedener Körperregionen, einschließlich Thorax, Abdomen und Extremitäten, sowohl bei sitzenden als auch liegenden Patienten.
- **Sicherheit:** Integrierte Sicherheitsmechanismen und standardisierte Strahlenschutzfunktionen schützen Patienten und Bedienpersonal effektiv.
- **Anschlussmöglichkeiten:** Kompatibel mit PACS-Systemen und anderen digitalen Bildarchivierungs- und Kommunikationslösungen zur nahtlosen Integration in bestehende Kliniknetzwerke.

#### **Anwendungsbereiche:**

Das Siemens Mobilett XP ist prädestiniert für den Einsatz in Notaufnahmen, Intensivstationen, Operationssälen sowie in der allgemeinen Patientenversorgung. Aufgrund seiner Mobilität und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten unterstützt es die schnelle und zuverlässige Diagnostik in unterschiedlichsten klinischen Situationen.

**Fazit:** Mit dem Mobilett XP von Siemens erhalten medizinische Einrichtungen ein leistungsstarkes, mobiles Röntgengerät, das durch seine Kombination aus technischer Innovation, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit überzeugt. Es ist ein unverzichtbares Instrument, um Patienten zeitnah und effizient zu diagnostizieren und somit die Behandlungsqualität maßgeblich zu verbessern.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

