



## [SIEMENS MOBILETT XP PORTABLE X-RAY DOM 2009](#)

**SKU:** CS112023-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

### **Siemens MOBILETT XP Portable X-Ray DOM 2009**

ist ein mobiles Röntgengerät, das durch seine kompakte Bauweise und hohe Bildqualität eine flexible und zuverlässige Diagnostik direkt am Patientenbett ermöglicht. Es überzeugt durch einfache Handhabung und präzise Bildgebung für den Einsatz in klinischen und Notfallsituationen.



---

**Categories:** [Röntgen & Durchleuchtung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

