



[SIEMENS SC 6802XL](#)

SKU: SF122023

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Siemens SC 6802XL ist ein tragbarer Patientenmonitor, der zur SC6000/6800-Serie von Siemens gehört. Er wurde für die Überwachung vitaler Parameter in Intensivstationen, Operationssälen und während des Patiententransports entwickelt. Obwohl spezifische Informationen zum SC 6802XL begrenzt sind, teilen die Modelle dieser Serie viele gemeinsame Merkmale.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

