



**SIEMENS SONOLINE 7.5L40 ULTRASOUND
TRANSDUCER / SONDE / ULTRASCHALLKOPF
/ VERSA PLUS**

SKU: G072012-7.5L

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden
/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Linear-Ultraschallkopf (Sonde) 7.5Mhz L40 / Ultrasound Transducer Linear Array 7.5L40

Für Ultraschallgerät Versa Plus

Im sehr gepfegten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

