



**SIEMENS SONOLINE P4-2 PHASED ARRAY 2 -  
4 MHZ KARDIODIE G SERIE, G50, G60**

**SKU:** BK102019

zzgl. [Versandkosten](#)

2 - 4 Mhz Kardio Probe

**MwSt. wird nicht gesondert ausgewiesen §25**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

2 - 4 Mhz Kardio Probe

**MwSt. wird nicht gesondert ausgewiesen §25**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

