



**SIEMENS ULTRASCHALLKOPF, SONDE**  
**LINEAR 7.5L40 7.5MHZ FÜR**  
**ULTRASCHALLGERÄT**

**SKU:** C052012

zzgl. [Versandkosten](#)

Linear-Ultraschallkopf 7.5Mhz  
Im sehr gepfegten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Linear-Ultraschallkopf ( Sonde ) 7.5Mhz L40 / Ultrasound Transducer Linear Array 7.5L40  
Für Ultraschallgerät VersaPro  
Part Nr 4305566-L0850  
Im sehr gepfegten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
0049 40 18 20 79 03



0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

