




## [SKANLAB 25 BODYWAVE - TIEFENWÄRMEGERÄT](#)

SKU: IR012025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Skanlab 25 Bodywave** ist ein effektives Tiefenwärmegerät, das gezielt muskuläre Verspannungen löst und die Durchblutung fördert. Durch seine schonende Wärmetherapie unterstützt es die Regeneration und das Wohlbefinden bei verschiedenen Beschwerden.



---

Categories: [Therapie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Skanlab 25 Bodywave** ist ein hochmodernes Tiefenwärmegerät, das speziell zur gezielten Behandlung von Muskelverspannungen, Gelenksbeschwerden und Durchblutungsstörungen entwickelt wurde. Es nutzt die bewährte Wärmebehandlung, um Schmerzen zu lindern, die Heilung zu fördern und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern.

### **Technologie und Wirkungsweise:**

Das Gerät arbeitet mit einer innovativen Kombination aus Infrarot- und Tiefenwärmestrahlung, die tief in das Gewebe eindringt. Diese Form der Wärmebehandlung fördert die Erweiterung der Blutgefäße, verbessert die Sauerstoffversorgung und unterstützt somit den natürlichen Regenerationsprozess der Muskulatur und des Bindegewebes.

### **Anwendungsgebiete:**

- Chronische und akute Muskelverspannungen
- Arthritische Beschwerden und Gelenkschmerzen
- Rückenschmerzen und Verspannungen im Nackenbereich
- Verbesserung der Durchblutung bei Durchblutungsstörungen



- Vorbereitung der Muskulatur vor sportlichen Aktivitäten

#### **Produktmerkmale:**

- Einstellbare Intensitätsstufen für eine individuelle Behandlung
- Ergonomisches Design für eine einfache Handhabung und gezielte Anwendung
- Sicherheitsfunktionen wie automatische Abschaltung und Überhitzungsschutz
- Leicht und mobil – ideal für den Einsatz zu Hause, in der Praxis oder unterwegs
- Hochwertige Materialien für eine langlebige und hygienische Nutzung

#### **Anwendungshinweise:**

Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, das Skanlab 25 Bodywave regelmäßig und je nach Bedarf für 15 bis 30 Minuten anzuwenden. Die Wärmeintensität sollte individuell angepasst werden, um eine angenehme und schmerzfreie Behandlung zu gewährleisten. Vor der Anwendung ist es ratsam, die Haut auf Unverträglichkeiten zu prüfen und bei bestehenden Erkrankungen einen Arzt zu konsultieren.

Mit dem **Skanlab 25 Bodywave Tiefenwärmegerät** erhalten Sie ein zuverlässiges und effektives Hilfsmittel zur unterstützenden Therapie bei muskulären und gelenkbezogenen Beschwerden. Profitieren Sie von der wohltuenden Tiefenwärme und fördern Sie Ihre Gesundheit auf natürliche Weise.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

