



## SLE 5000 PÄDIATRIE-BEATMUNG // PÄDIATRIE RESPIRATOR // INFANT RESPIRATOR

**SKU: D082014**

**4.165,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

Categories: [Narkose und Beatmung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**SLE 5000 - Die beste Lösung für die Pädiatrie-Beatmung**

**Konventionelle und High-Frequency Ventilation**

Neben der bekannten und oft genutzten High Frequency Oscillation (HFO) wurden zusätzlich die Pressure Support Ventilation (PSV) und die Targeted Tidal Volume Ventilation (TTV) in unser Repertoire der konventionellen Beatmungsmodi aufgenommen.

Der SLE 5000 kann Patienten mit einem Körpergewicht von 300 g bis 30 kg beatmen.

**Beatmungsmodi**

CPAP, CMV + TTV, PTV, PSV, SIMV + TTV + PSV, HFO, HFO + CMV



PSV, HFO, HFO + CMV\*

Möglichkeit zur Voreinstellung aller Parameter in jedem Beatmungsmodus

HFO mit aktiver Expiration für die Unterstützung einer grossen Spanne von Patienten

Bedienung per Farb-Touch-Screen

Integrierte Flow-Messung, Visualisierung der Lungenfunktionen und Anzeigevon Loops und Kurven

Errechnung von Tendenzen der gemessenen Parameter

Ein Standard-Patientensystem für alle Beatmungsmodi

Einzigartige, patentierte, ventillose Technik

Integrierte Batterie mit einer Laufzeit von 60 Minuten

Die Gerätesoftware ist upgradebar zur Integration neuer oder verbesserter Funktionen

Möglichkeit zur Voreinstellung aller Parameter in jedem Beatmungsmodi

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

