



[SMITH MEDICAL CADD SOLIS Z067039 + 21-2186-25 + ZUBEHÖR](#)

SKU: DT082025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Patientenversorgung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **SMITH MEDICAL CADD Solis Z067039** ist ein hochmodernes Infusionspumpensystem, das speziell für die präzise und sichere Verabreichung von Medikamenten entwickelt wurde. In Kombination mit dem Zubehör **21-2186-25** bietet dieses System eine zuverlässige Lösung für den klinischen Alltag und die häusliche Pflege.

Die CADD Solis Pumpe zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- **Präzise Dosierung:** Ermöglicht eine exakte Infusionsrate, was besonders bei der Verabreichung von Schmerzmitteln, Chemotherapeutika oder anderen kritischen Medikamenten von großer Bedeutung ist.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienung mit einem gut lesbaren Display und einfachen Menüs reduziert die Fehlerquote und erleichtert die Anwendung durch medizinisches Personal sowie Patienten.
- **Vielseitigkeit:** Unterstützt verschiedene Infusionsmodi wie kontinuierliche Infusion, Bolusgabe und intermittierende Dosierung.
- **Mobilität:** Kompaktes und leichtes Design ermöglicht den Einsatz sowohl im Krankenhaus als auch in der häuslichen Umgebung.
- **Sicherheitsfunktionen:** Eingebaute Alarmer für Blockaden, Niedrigvolumen, Batteriestatus und andere kritische Zustände sorgen für erhöhte Patientensicherheit.

Das mitgelieferte Zubehör **21-2186-25** umfasst hochwertige Infusionssets und Verbindungselemente, die speziell auf die CADD Solis Pumpe abgestimmt sind. Diese gewährleisten eine sichere und sterile Medikamentenverabreichung sowie eine einfache Handhabung.

Technische Details und Vorteile im Überblick:



- Elektronisch gesteuerte Infusionspumpe mit präziser Dosierkontrolle
- Kompatibel mit verschiedenen Medikamenten und Infusionslösungen
- Lange Batterielaufzeit für den mobilen Einsatz
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen
- Umfassende Dokumentationsmöglichkeiten zur Nachverfolgung der Infusion
- Erfüllung hoher Sicherheits- und Qualitätsstandards gemäß internationalen Normen

Das **SMITH MEDICAL CADD Solis Z067039** zusammen mit dem Zubehör **21-2186-25** stellt somit eine zuverlässige und flexible Lösung für die Infusionstherapie dar, die den Anforderungen moderner medizinischer Versorgung gerecht wird.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

