



## [SMITH MEDICAL EQ-5000 EQUATOR LEVEL 1 CONECTIVE WARMING](#)

SKU: BT112025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Patientenversorgung](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Smith Medical EQ-5000 Equator Level 1 Conective Warming System** ist eine hochentwickelte medizinische Lösung zur effizienten und sicheren Erwärmung von Infusions- und Transfusionsflüssigkeiten. Entwickelt für den Einsatz in Krankenhäusern, Operationssälen und Intensivstationen, bietet dieses System eine präzise Temperaturkontrolle, um die Körpertemperatur des Patienten während medizinischer Eingriffe zu stabilisieren.

#### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Effektive Flüssigkeitserwärmung:** Das EQ-5000 System nutzt eine fortschrittliche Konvektionswärmetechnologie, die eine gleichmäßige und schnelle Erwärmung von Infusionslösungen gewährleistet.
- **Präzise Temperaturkontrolle:** Mit einem integrierten Thermostat wird die Flüssigkeitstemperatur konstant auf dem gewünschten Niveau gehalten, um Hypothermie bei Patienten vorzubeugen.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Das Gerät ist intuitiv zu bedienen und ermöglicht eine einfache Einstellung der Temperaturparameter durch medizinisches Fachpersonal.
- **Kompatibilität:** Das System ist kompatibel mit verschiedenen Infusions- und Transfusionssets sowie unterschiedlichen Flüssigkeitsbehältern, was einen flexiblen Einsatz ermöglicht.
- **Sicherheitsfunktionen:** Das EQ-5000 verfügt über automatische Abschaltmechanismen und Alarmfunktionen, die bei Temperaturabweichungen oder Fehlfunktionen aktiv werden, um Patientensicherheit zu gewährleisten.
- **Robustes Design:** Das Gerät ist für den Dauereinsatz im klinischen Umfeld konzipiert und zeichnet sich durch Langlebigkeit sowie einfache Wartung aus.

#### Anwendungsbereiche:



Das Smith Medical EQ-5000 Equator Level 1 Conective Warming System wird insbesondere in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Operationen mit hohem Blutverlust
- Intensivmedizinische Versorgung
- Notfallmedizin und Traumaversorgung
- Transfusionen und Volumenersatztherapien

Durch die Vermeidung von Unterkühlung unterstützt das System die Stabilisierung des Kreislaufs und fördert eine bessere Patientenprognose. Das Smith Medical EQ-5000 ist somit ein unverzichtbares Hilfsmittel für Fachpersonal, das höchste Ansprüche an Qualität und Sicherheit in der Patientenversorgung stellt.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

