



[SMITH & NEPHEW DYONICS ACCESS 15 PUMPE](#)

SKU: HM032025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Arthroskopie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Smith & Nephew Dyonics Access 15 Pumpe ist ein zuverlässiges, präzise steuerbares Gerät, das besonders in der Arthroskopie und anderen minimal-invasiven chirurgischen Eingriffen von entscheidender Bedeutung ist. Durch ihre benutzerfreundliche Steuerung, ihre genaue Flüssigkeitsregulation und ihre Sicherheitsfunktionen bietet sie Chirurgen die notwendige Unterstützung, um Eingriffe sicher und erfolgreich durchzuführen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

