



[SMITH & NEPHEW TENET SPIDER LIMB POSITIONER + FUSSSCHALTER](#)

SKU: EN082025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#),
[Orthopädie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Smith & Nephew Tenet Spider Limb Positioner** ist ein innovatives chirurgisches Gerät, das speziell für die präzise Positionierung von Extremitäten während orthopädischer und arthroskopischer Eingriffe entwickelt wurde. Dieses hochwertige Instrument ermöglicht eine stabile, flexible und sichere Fixierung von Armen oder Beinen, wodurch Chirurgen eine optimale Zugänglichkeit und Sicht auf das Operationsfeld erhalten.

Das System zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- **Vielseitige Positionierung:** Der Spider Limb Positioner bietet eine multidirektionale Gelenkkonstruktion, die eine exakte Anpassung und Fixierung der Extremität in verschiedenen Winkeln und Höhen erlaubt.
- **Stabile Fixierung:** Dank der robusten Bauweise und der präzisen Klemmmechanismen bleibt die Position der Gliedmaße während des gesamten Eingriffs unverändert.
- **Kompatibilität:** Das Gerät ist mit verschiedenen Operations- und OP-Tischsystemen kompatibel, was eine flexible Integration in unterschiedliche chirurgische Umgebungen ermöglicht.
- **Ergonomisches Design:** Das System ist benutzerfreundlich gestaltet, um eine einfache Handhabung und schnelle Einstellung durch das OP-Personal sicherzustellen.

Ergänzend zum Positionierer wird der **Fußschalter** angeboten, der eine freihändige Bedienung ermöglicht und so den Ablauf des chirurgischen Eingriffs unterstützt. Mit dem Fußschalter kann der Operateur verschiedene Funktionen steuern, ohne die Hände von der Operation abzuwenden, was die Effizienz und Hygiene im OP verbessert.

Zusammenfassung der Vorteile:



- Präzise und stabile Positionierung der Extremitäten
- Erhöhte chirurgische Kontrolle und Sichtbarkeit
- Ergonomische und einfache Handhabung
- Integration eines Fußschalters für freihändige Bedienung
- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit

Der **Smith & Nephew Tenet Spider Limb Positioner + Fußschalter** stellt somit eine wertvolle Unterstützung für orthopädische Chirurgen dar und trägt maßgeblich zu präzisen, sicheren und effizienten Operationen bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

