



## **SMITH&NEPHEW DYONICS 25 FLUID MANAGEMENT SYSTEM**

**SKU:** ER042024

**999,00 € 699,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

**Smith & Nephew Dyonics 25 Fluid Management System** bietet eine effiziente und präzise Steuerung der Flüssigkeitszufuhr während arthroskopischer Eingriffe, um eine klare Sicht und optimale Operationsbedingungen zu gewährleisten. Das System zeichnet sich durch einfache Handhabung und zuverlässige Leistung aus, unterstützt die Sicherheit des Patienten und fördert einen reibungslosen OP-Ablauf.



---

**Categories:** [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **Smith & Nephew Dyonics 25 Fluid Management System** ist eine hochentwickelte Lösung zur effizienten und sicheren Steuerung von Flüssigkeiten während arthroskopischer Eingriffe. Dieses System wurde speziell entwickelt, um die Sichtverhältnisse im Operationsfeld zu optimieren und gleichzeitig den Flüssigkeitsdruck präzise zu kontrollieren, was für die erfolgreiche Durchführung von minimal-invasiven Gelenkoperationen unerlässlich ist.

### **Produkthighlights und Funktionen:**

- **Präzise Druckkontrolle:** Das Dyonics 25 System ermöglicht eine genaue Regulierung des intraartikulären Drucks, was die Aufrechterhaltung eines stabilen Operationsfeldes unterstützt und Komplikationen durch Flüssigkeitsüberdruck reduziert.
- **Automatisierte Fluidmanagement-Technologie:** Die intelligente Steuerung passt den Flüssigkeitsfluss in



Echtzeit an und gewährleistet somit eine konstante Spülung und klare Sicht während der Arthroskopie.

- **Benutzerfreundliches Interface:** Das intuitive Bedienfeld erleichtert dem OP-Personal die Einstellung und Überwachung der Parameter, wodurch die Effizienz im Operationssaal erhöht wird.
- **Hohe Kompatibilität:** Das System ist kompatibel mit einer Vielzahl von arthroskopischen Instrumenten und ermöglicht flexible Einsatzmöglichkeiten bei unterschiedlichen Gelenkoperationen.
- **Sicherheit und Hygiene:** Das Dyonics 25 System unterstützt den Einsatz von sterilen Einwegkomponenten, um das Infektionsrisiko zu minimieren und die Patientensicherheit zu gewährleisten.

### **Anwendungsbereiche:**

Das Fluid Management System von Smith & Nephew findet Anwendung in verschiedenen arthroskopischen Verfahren, insbesondere bei:

- Gelenkspülungen und -diagnostik
- Rekonstruktiven Eingriffen an Knie, Schulter, Hüfte und anderen Gelenken
- Minimal-invasiven Therapien zur Behandlung von Gelenkerkrankungen

### **Vorteile für Klinik und Patient:**

Durch den Einsatz des Dyonics 25 Systems profitieren Chirurgen von einer verbesserten Sicht im Operationsfeld, was präzisere Eingriffe ermöglicht. Gleichzeitig trägt die zuverlässige Druck- und Volumenkontrolle zur Reduktion postoperativer Komplikationen bei. Für Patienten bedeutet dies kürzere Operationszeiten, geringeres Risiko von Gewebeschäden und eine schnellere Genesung.

Insgesamt stellt das **Smith & Nephew Dyonics 25 Fluid Management System** eine innovative und bewährte Lösung dar, die modernste Technologie mit höchster Zuverlässigkeit verbindet – ideal für anspruchsvolle arthroskopische Anwendungen im klinischen Alltag.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

### **Versand**

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem  
Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen

### **Zustand**

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.  
D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.  
Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen



## **Lieferumfang**

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



## GALLERIE

