



## **SONOACE / MEDISON C3-7EP ULTRASOUND TRANSDUCER**

**SKU:** I102015-01

zzgl. [Versandkosten](#)

Medison / SonoAce / Samsung Convex 3 - 7 MHz C3-7ED

Hersteller: Medison / SonoAce / Samsung

Applikation: Abdomen Geburtshilfe

Convex 3 - 7 MHz

50mm Convex Probe for SonoAce 8000EX, SE, X6, X8

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Medison / SonoAce / Samsung Convex 3 - 7 MHz C3-7ED

Hersteller: Medison / SonoAce / Samsung



Applikation: Abdomen Geburtshilfe

Convex 3 - 7 MHz

50mm Convex Probe for SonoAce 8000EX, SE, X6, X8

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

