



## **SONOACE MEDISON HL5-9 LINEAR ARRAY ULTRASOUND TRANSDUCER PROBE.**

**SKU:** AK012014-02

zzgl. [Versandkosten](#)

Linear Sonde 5 - 9 Mhz  
Im sehr guten gepflegten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Linear array probe

Frequency: 5.0 - 9.0 MHz

Compatible with: SonoAce 5500/6000/8000/8800

Im sehr guten gepflegten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86



fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

