



SONOACE SA 6000II (128 BW) MIT KONVEX, ENDOAGINAL UND PRINTER GERÄT

SKU: P082015

2.499,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

mit

1 x Konvex C3-7ED

1 x Endovaginal EC4-9ES

Dieses Premium s/w System mit 128-Kanal-Beamforming überzeugt mit überragender Bildqualität

und zahlreichen High-End-Features wie Harmonic-Imaging, Imaging Freihand-3D, SonoView II

Leicht fahrbares, volldigitales s/w-Sonographiesystem

Hochauflösender 12" CRT-Monitor

Linear- und Convex - Technik

Bildmodes: B, 2B, B/M, M

Digitaler Beamformer mit 128 Kanäle

CINE-Memory für 256 Einzelbilder

Bildarchivierung SonoView™ II (Dicom 3.0 kompatibel)

OHI-Harmonic Imaging

programmierbare Presets

MOD-Laufwerk

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

mit

1 x Konvex C3-7ED

1 x Endovaginal EC4-9ES

Dieses Premium s/w System mit 128-Kanal-Beamforming überzeugt mit überragender Bildqualität

und zahlreichen High-End-Features wie Harmonic-Imaging, Imaging Freihand-3D, SonoView II

Leicht fahrbares, volldigitales s/w-Sonographiesystem

Hochauflösender 12" CRT-Monitor

Linear- und Convex - Technik

Bildmodes: B, 2B, B/M, M

Digitaler Beamformer mit 128 Kanäle

CINE-Memory für 256 Einzelbilder

Bildarchivierung SonoView™ II (Dicom 3.0 kompatibel)

OHI-Harmonic Imaging

programmierbare Presets

MOD-Laufwerk

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256



Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

