



**SONOSITE MICROMAXX + L25E13-6 MHZ +
L38E10-5 MHZ + P17 5-1MHZ**

SKU: K052025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Sonosite MicroMaxx ist ein vielseitiges, tragbares Ultraschallsystem, das mit den Sonden *L25e 13-6 MHz*, *L38e 10-5 MHz* und *P17 5-1 MHz* eine exzellente Bildqualität für verschiedene klinische Anwendungen bietet. Dieses kompakte Gerät ermöglicht schnelle, präzise Diagnosen direkt am Patientenbett und unterstützt so eine effiziente und flexible Patientenversorgung.



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE



MicroMaxx® L25e/13-6 MHz
L25e/13-6 MHz N.A. 83888
REF: "P07634-10"
SN: "0395JG"
Manufactured by SonoSite, Inc.
Bothell, WA 98021 USA IPX7
SonoSite 2007-07 Made in USA