



## [SONY LMD-2140MD LCD MONITOR 21"](#)

**SKU:** A072014

zzgl. [Versandkosten](#)

guter Zustand,  
gebraucht  
gepflegt

Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 176 205 800 86

0049 40 361 61 256

Fax.0049 40 361 61 257



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Medizinischer 21"-LCD-Monitor, der speziell für den Einsatz in der Video-Endoskopie ausgelegt ist.

Dieses Modell entspricht den medizinischen Sicherheitsvorschriften.

Das hochwertige LCD-Panel des Monitors bietet neben einer überdurchschnittlich hohen Bildhelligkeit und einer erstklassigen Kontrastleistung und Farbtiefe eine optimierte Funktionalität für Video-Endoskopie-Anwendungen.

Der Einsatz der Sony-eigenen X-Algorithmus-Technologie erlaubt eine naturgetreue Wiedergabe von Bewegt- und Standbildern, wie es mit herkömmlichen LCD-Monitoren so nur schwer möglich ist.

Mit seiner Vielzahl an analogen und digitalen Signaleingängen kann dieser Monitor äußerst flexibel eingesetzt werden und ist sowohl für die Bildwiedergabe in Standard-Video als auch in High Definition-Auflösung geeignet. Das Videoformat wird durch verschiedene analoge und digitale Computersignaleingangsformate ergänzt.



Darüber hinaus kann der benutzerdefinierte Speicher mit bis zu 20 verschiedenen Speichereinstellungen belegt werden, sodass jeder Anwender seine eigene Bildeinstellung in diesem Monitor jederzeit zur Verfügung hat. Diese Funktionen, in Kombination mit einer kompakten und leichten Bauweise, machen den Sony LMD-2140MD zur ersten Wahl, wenn es um mobile Geräte für die Video-Endoskopie geht.

guter Zustand,  
gebraucht  
gepflegt

**Vollfunktionsfähig**

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 176 205 800 86

0049 40 361 61 256

Fax.0049 40 361 61 257

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

