



- Urologie
- Chirurgische Eingriffe mit Videoassistenz
- Sonstige medizinische Diagnostikverfahren, die eine hochauflösende Bilddarstellung erfordern

Der **Sony PVM-20M7MDE** stellt somit eine zuverlässige und präzise Lösung für medizinische Einrichtungen dar, die auf professionelle Bildqualität bei der Endoskopie angewiesen sind. Seine fortschrittliche CRT-Technologie kombiniert mit der bewährten Sony-Bautechnik sorgt für eine optimale Unterstützung bei der Patientenversorgung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

