



## [SONY PVM-1442QM 14" ZOLL TRINITRON RGB MONITOR](#)

SKU: A0092025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **SONY PVM-1442QM** ist ein hochwertiger 14-Zoll Trinitron RGB Monitor, der speziell für professionelle Anwendungen in den Bereichen Broadcast, Video- und Grafikproduktion entwickelt wurde. Mit seiner exzellenten Bildqualität und präzisen Farbwiedergabe ist dieser Monitor ideal für medizinische Bildgebung, Forschung und Diagnose, bei denen höchste Genauigkeit und Detailtreue entscheidend sind.

### Technische Merkmale und Vorteile:

- **Bildschirmgröße:** 14 Zoll (35,6 cm) – ideal für kompakte Arbeitsplätze und detaillierte Bildbetrachtung.
- **Trinitron-Technologie:** Gewährleistet eine außergewöhnlich scharfe Bilddarstellung mit klaren Konturen und lebendigen Farben.
- **RGB-Eingänge:** Unterstützt präzise Farbsignale und ermöglicht eine genaue Farbwiedergabe, was besonders wichtig für medizinische Bildanalysen ist.
- **Hohe Auflösung:** Sorgt für feine Details und eine klare Darstellung von medizinischen Bildern, z.B. Röntgenaufnahmen, MRT-Scans oder Ultraschallbilder.
- **Robuste Bauweise:** Langlebig und zuverlässig, auch bei dauerhaftem Einsatz in medizinischen Einrichtungen.
- **Ergonomisches Design:** Ermöglicht eine flexible Positionierung und einfache Integration in bestehende Arbeitsumgebungen.

Der SONY PVM-1442QM bietet eine hervorragende Kombination aus Bildqualität, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Durch seine präzise Farbwiedergabe und die hohe Auflösung unterstützt er Fachpersonal dabei, Diagnosen sicherer und schneller zu stellen. Die Trinitron-Technologie sorgt zudem für eine konstante Bildqualität ohne Farbverfälschungen oder Unschärfen.



### **Anwendungsbereiche:**

- Medizinische Bildgebung (Radiologie, Kardiologie, Pathologie)
- Professionelle Video- und Bildbearbeitung in medizinischen Forschungseinrichtungen
- Diagnostische Systeme mit Bedarf an hochauflösender Darstellung
- Labore und Kliniken mit anspruchsvollen visuellen Anforderungen

Zusammenfassend ist der **SONY PVM-1442QM 14" Trinitron RGB Monitor** eine exzellente Wahl für alle, die im medizinischen Bereich auf eine präzise, zuverlässige und hochwertige Bilddarstellung angewiesen sind. Seine technischen Eigenschaften und die bewährte SONY Qualität machen ihn zu einem wertvollen Werkzeug in der medizinischen Diagnostik und Bildverarbeitung.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

