



## [SONY PVM-1450MD MONITOR FÜR DIE ENDOSKOPIE](#)

**SKU:** 12-092013-OQ

zzgl. [Versandkosten](#)

Bildschirmdiagonale von 13"

gepflegt

Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bildschirmdiagonale von 13"

gepflegt

Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

