



[SONY UP 25MD - UP-25MD - DRUCKER - PRINTER](#)

SKU: BI122025

zzgl. [Versandkosten](#)

Sony UP-25MD ist ein hochauflösender Thermodrucker, der speziell für den medizinischen Einsatz entwickelt wurde und gestochen scharfe, detailreiche Bilddrucke liefert. Mit seiner kompakten Bauweise und schnellen Druckgeschwindigkeit garantiert er eine zuverlässige und effiziente Dokumentation in klinischen Umgebungen.



Categories: [Drucker](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Sony UP-25MD** ist ein hochqualitativer Thermodrucker, der speziell für den medizinischen Bereich entwickelt wurde. Er erfüllt die hohen Anforderungen in Kliniken, Arztpraxen und diagnostischen Einrichtungen und bietet eine zuverlässige Lösung für den schnellen und präzisen Druck von medizinischen Bildern und Berichten.

Dank seiner fortschrittlichen Thermodrucktechnologie liefert der UP-25MD **scharfe, detailreiche Ausdrücke** mit hervorragender Bildqualität. Dies ist besonders wichtig für die Darstellung von Ultraschallbildern, Röntgenaufnahmen und anderen diagnostischen Bildgebungen, bei denen eine exakte Bildwiedergabe entscheidend ist.

Wichtige Merkmale des Sony UP-25MD Druckers:

- **Medizinische Zertifizierung:** Entspricht den geltenden medizinischen Standards und Richtlinien, was den Einsatz im klinischen Umfeld sicherstellt.
- **Hohe Druckgeschwindigkeit:** Ermöglicht eine zügige Ausgabe von Bildern, wodurch der Workflow in



medizinischen Einrichtungen optimiert wird.

- **Kompatibilität:** Unterstützt verschiedene medizinische Bildgebungsgeräte und -software, was eine flexible Integration in bestehende Systeme erlaubt.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Einfache Bedienung durch intuitives Interface und schnellen Medienwechsel.
- **Kompaktes Design:** Spart Platz und fügt sich nahtlos in die Arbeitsumgebung ein.
- **Wirtschaftlichkeit:** Geringe Betriebskosten durch effizienten Thermodruck ohne Tinten oder Toner.

Der Sony UP-25MD Drucker unterstützt sowohl den **Thermodruck auf speziellem medizinischem Papier** als auch eine zuverlässige Langzeitarchivierung der Ausdrücke, was für die Dokumentation und Nachverfolgung von Patientendaten essenziell ist. Die robuste Bauweise gewährleistet eine hohe Ausfallsicherheit auch bei intensivem Gebrauch.

Zusammenfassend bietet der **Sony UP-25MD** eine professionelle Drucklösung für medizinische Anwendungen, die durch Präzision, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit überzeugt. Er ist die ideale Wahl für medizinisches Fachpersonal, das auf eine klare und belastbare Bilddokumentation angewiesen ist.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

