



[SONY UP-870MD - PRINTER](#)

SKU: FE072025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Thermodrucker](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Sony UP-870MD** ist ein hochmoderner, medizinischer Thermodrucker, der speziell für den Einsatz in klinischen und diagnostischen Umgebungen entwickelt wurde. Dieses Gerät zeichnet sich durch seine präzise Druckqualität und seine Zuverlässigkeit aus, wodurch es zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der medizinischen Bildgebung und Dokumentation wird.

Hauptmerkmale des Sony UP-870MD:

- **Thermodrucktechnologie:** Der UP-870MD verwendet eine fortschrittliche Thermodrucktechnik, die eine schnelle und geräuscharme Ausgabe von hochwertigen Bildern und Berichten ermöglicht.
- **Hohe Auflösung:** Mit einer Druckauflösung von bis zu 384 dpi bietet der Drucker gestochen scharfe und detailreiche Ausdrücke, die insbesondere für medizinische Bilder wie Ultraschall oder Endoskopie von großer Bedeutung sind.
- **Kompatibilität:** Der Drucker ist kompatibel mit einer Vielzahl von medizinischen Bildgebungsgeräten und -systemen, einschließlich Ultraschallgeräten und anderen diagnostischen Geräten von Sony.
- **Kompaktes Design:** Das schlanke und platzsparende Gehäuse ermöglicht eine einfache Integration in verschiedene klinische Arbeitsumgebungen ohne großen Platzbedarf.
- **Zuverlässigkeit und Langlebigkeit:** Der UP-870MD ist auf eine hohe Betriebssicherheit ausgelegt und bietet eine langlebige Leistung, die den Anforderungen eines anspruchsvollen medizinischen Alltags gerecht wird.

Technische Spezifikationen:

- Druckverfahren: Thermodirektdruck
- Druckauflösung: 384 dpi
- Druckgeschwindigkeit: Bis zu 90 mm/s



- Medienformat: Breite 112 mm, kompatibel mit UP-Filmkassetten
- Schnittstellen: USB, optionaler paralleler Anschluss
- Abmessungen: Kompakt und leicht für einfache Handhabung
- Stromversorgung: Externes Netzteil mit energiesparender Technologie

Anwendungsbereiche:

Der Sony UP-870MD eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen medizinischen Fachgebieten, darunter:

- Ultraschalluntersuchungen
- Endoskopie
- Kardiologie
- Radiologie
- Allgemeine diagnostische Bildgebung

Die Kombination aus hoher Druckqualität, Zuverlässigkeit und einfacher Bedienung macht den Sony UP-870MD zu einer ausgezeichneten Wahl für medizinische Einrichtungen, die präzise und schnelle Bilddokumentationen benötigen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

