



## [SONY UP-960CE VIDEO GRAPHIC PRINTER](#)

SKU: EB022025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Der Sony UP-960CE Video Graphic Printer** ist ein zuverlässiger Thermodrucker, der hochauflösende medizinische Bilder mit präziser Detaildarstellung liefert. Er eignet sich ideal für die schnelle und klare Dokumentation in radiologischen und diagnostischen Anwendungen.



---

Categories: [Video-Drucker und -Recorder](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Sony UP-960CE Video Graphic Printer** ist ein hochwertiger Thermodrucker, speziell entwickelt für den Einsatz im medizinischen Bereich. Er ermöglicht die schnelle und präzise Ausgabe von Bild- und Grafikdaten, die direkt von medizinischen Videogeräten und Ultraschallsystemen stammen. Durch seine kompakte Bauweise und einfache Bedienung ist der UP-960CE optimal für den klinischen Alltag geeignet.

### Technische Merkmale und Vorteile:

- **Thermodrucktechnologie:** Ermöglicht eine zuverlässige und rauschfreie Bildwiedergabe ohne den Einsatz von Tinte oder Toner, was die Betriebskosten reduziert und die Wartung vereinfacht.
- **Hohe Auflösung:** Mit einer Druckauflösung von bis zu 320 dpi werden Details präzise und scharf dargestellt, was eine exakte Diagnose unterstützt.
- **Schnelle Druckgeschwindigkeit:** Der Drucker liefert Ausdrücke in wenigen Sekunden, was besonders in zeitkritischen Untersuchungen von Vorteil ist.
- **Kompatibilität:** Unterstützt verschiedene medizinische Videoformate und lässt sich problemlos an Ultraschallgeräte, Endoskope und andere bildgebende Systeme anschließen.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienoberfläche mit übersichtlichen Tasten und Anzeigen ermöglicht eine



einfache Handhabung auch ohne umfangreiche Schulung.

- **Zuverlässigkeit:** Robuste Bauweise und hohe Lebensdauer machen den UP-960CE zu einem zuverlässigen Begleiter in der täglichen medizinischen Praxis.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Ultraschalluntersuchungen
- Endoskopie
- Kardiologie
- Gynäkologie
- Andere bildgebende Verfahren, die schnelle und genaue Ausdrücke erfordern

Dank seiner präzisen Druckqualität und der einfachen Integration in medizinische Arbeitsabläufe stellt der Sony UP-960CE eine ideale Lösung für die Dokumentation und Archivierung medizinischer Bilder dar. Er unterstützt Fachpersonal dabei, Diagnosen zu sichern und Patientenunterlagen effizient zu verwalten.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

