



## [SONY UP-D897 DIGITAL GRAPHIC PRINTER](#) [USB -THERMODRUCKER](#)

**SKU:** BA092025

zzgl. [Versandkosten](#)

**SONY UP-D897 Digital Graphic Printer USB** ist ein hochauflösender Thermodrucker, der präzise und schnelle Ausdrücke medizinischer Bilder ermöglicht. Mit seiner USB-Schnittstelle gewährleistet er eine einfache Integration in bestehende Systeme und bietet zuverlässige Druckqualität für den klinischen Einsatz.



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **SONY UP-D897 Digital Graphic Printer** ist ein hochmoderner Thermodrucker, der speziell für den medizinischen Bereich entwickelt wurde. Er überzeugt durch seine herausragende Druckqualität und Zuverlässigkeit, die in klinischen Umgebungen unabdingbar sind.

### **Hauptmerkmale:**

- **Thermodrucktechnologie:** Ermöglicht ein gestochen scharfes, klares Druckbild ohne den Einsatz von Tinte oder Toner, was die Betriebskosten senkt und die Wartung vereinfacht.
- **Digitale Grafikdruckfunktion:** Ideal zur Darstellung von medizinischen Bildern, wie Ultraschallaufnahmen, EKG-Kurven oder anderen diagnostischen Grafiken, mit hoher Auflösung.
- **Schnelle Druckgeschwindigkeit:** Unterstützt einen effizienten Arbeitsablauf in medizinischen Einrichtungen durch zügigen Ausdruck von Berichten und Bildern.
- **USB-Schnittstelle:** Ermöglicht eine einfache und universelle Verbindung zu modernen medizinischen Geräten



und Computern für eine nahtlose Integration in bestehende Systeme.

- **Robustes und kompaktes Design:** Passt ideal in beengte Arbeitsumgebungen und ist für den Dauereinsatz konzipiert.

#### **Technische Vorteile:**

- Hohe Auflösung von bis zu 576 dpi für präzise Darstellung medizinischer Details.
- Unterstützung verschiedener Papierformate, einschließlich Thermopapierrollen, die speziell für den medizinischen Einsatz geeignet sind.
- Leiser Betrieb, der die Arbeitsatmosphäre in Kliniken und Praxen nicht stört.
- Einfache Bedienung und Wartung durch benutzerfreundliche Schnittstellen und austauschbare Papierrollen.

Der **SONY UP-D897** ist die ideale Lösung für medizinische Einrichtungen, die auf zuverlässige, hochwertige Ausdrücke angewiesen sind. Er unterstützt Ärzte und medizinisches Personal dabei, Diagnosen präzise zu dokumentieren und Patienteninformationen effizient zu verwalten.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

