



[SONY UP-D897 VIDEOGRAFIKDRUCKER](#) [PRINTER](#)

SKU: FP072025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Drucker](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Sony UP-D897 Videografikdrucker** ist ein hochmodernes medizinisches Drucksystem, das speziell für den Einsatz in klinischen und diagnostischen Umgebungen entwickelt wurde. Mit seiner hervorragenden Druckqualität und zuverlässigen Leistung unterstützt der UP-D897 Mediziner dabei, präzise und detailreiche Bilddokumentationen zu erstellen.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Drucktechnologie:** Der UP-D897 verwendet die fortschrittliche Thermosublimationsdrucktechnik, die gestochen scharfe, kontrastreiche Bilder mit einer Auflösung von bis zu 300 dpi ermöglicht. Diese Technologie garantiert eine hohe Bildqualität ohne Verblässen oder Verwischen.
- **Schnelle Druckgeschwindigkeit:** Mit einer Druckzeit von ca. 8 Sekunden pro Bild ist der Drucker ideal für den schnellen Workflow in medizinischen Einrichtungen, wie z. B. Ultraschallpraxen, Radiologieabteilungen oder Endoskopiezentren.
- **Vielseitige Medienformate:** Der Drucker unterstützt verschiedene Papierformate, darunter 102 mm x 152 mm, und ermöglicht so flexible Anwendungen für unterschiedliche Untersuchungsarten.
- **Robuste und kompakte Bauweise:** Das Gerät ist so konzipiert, dass es auch in beengten Räumen problemlos eingesetzt werden kann. Die robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und eine hohe Zuverlässigkeit im Praxisalltag.
- **Einfache Bedienung:** Die intuitive Benutzeroberfläche sowie die einfache Integration in bestehende medizinische Bildgebungssysteme erleichtern den Betrieb und reduzieren den Schulungsaufwand.
- **Hohe Kompatibilität:** Der Sony UP-D897 ist kompatibel mit gängigen Bildgebungssystemen und unterstützt verschiedene Schnittstellen wie USB und parallele Anschlüsse, was die Einbindung in unterschiedliche IT-Umgebungen ermöglicht.



Anwendungsbereiche:

Der UP-D897 ist ideal für die Erstellung von hochwertigen Hardcopy-Dokumentationen in zahlreichen medizinischen Fachgebieten, darunter:

- Ultraschallbildgebung (Sonographie)
- Endoskopie und Gastroskopie
- Radiologische Untersuchungen
- Kardiologie
- Pathologie

Fazit:

Der *Sony UP-D897 Videografikdrucker* kombiniert erstklassige Druckqualität mit schneller und zuverlässiger Leistung. Er ist eine ausgezeichnete Wahl für medizinische Einrichtungen, die Wert auf präzise Bilddokumentation und effizienten Workflow legen. Durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und die einfache Integration bietet der UP-D897 einen nachhaltigen Mehrwert für die medizinische Bildgebung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

