



SPEAD ANGIOLAB DOPPLER SYSTEM ; 4MHZ UND 8MHZ STIFSONDEN ; FLOWSOFT 5

SKU: AM012014

zzgl. [Versandkosten](#)

Inkl. 4MHZ und 08 MHz Probe

PC

Software with Lizenz . FLOWSOFT 5

02 x Blutdruckmanschetten : Gr. 29 - 42 cm

Fusspedal

Bedienungsanleitung

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Inkl. 4MHZ und 08 MHz Stiftsonde

Rechner

Software mit Lizenz . FLOWSOFT 5

02 x Blutdruckmanschetten : Gr. 29 - 42 cm

Fusspedal



Bedienungsanleitung

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

