



[SPEIDEL & KELLER-KARL STORZ HAND-LECKAGEPRÜFER](#)

SKU: CK122024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Speidel & Keller-Karl Storz Hand-Leckageprüfer ist ein hochwertiges, handgeführtes Messgerät zur präzisen Erkennung und Lokalisierung von Leckagen in medizinischen Geräten und Systemen. Das robuste und ergonomische Design ermöglicht eine einfache Handhabung und zuverlässige Sicherheitskontrollen im klinischen Alltag.



Categories: [Instrumente](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Speidel & Keller-Karl Storz Hand-Leckageprüfer** ist ein präzises und zuverlässiges Prüfgerät, das speziell für die sichere und effiziente Überprüfung von medizinischem Equipment und technischen Systemen entwickelt wurde. Dieses Handprüfgerät dient zur schnellen Detektion von Leckagen in pneumatischen und hydraulischen Systemen, wodurch die Betriebssicherheit und Funktionalität essenzieller Komponenten gewährleistet wird.

Eigenschaften und Funktionen:

- **Präzise Leckageerkennung:** Der Hand-Leckageprüfer ermöglicht eine exakte Ermittlung von Undichtigkeiten, selbst bei kleinsten Leckstellen, was eine frühzeitige Fehlerdiagnose und Reparatur ermöglicht.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Durch das ergonomische Design liegt das Gerät komfortabel in der Hand und erlaubt eine einfache Bedienung auch in engen oder schwer zugänglichen Bereichen.
- **Robuste Bauweise:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, bietet das Prüfgerät eine lange Lebensdauer und ist widerstandsfähig gegenüber den Anforderungen im medizinischen Umfeld.
- **Vielseitige Anwendung:** Ideal geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern, Labors und technischen



Werkstätten zur Prüfung von Endoskopen, medizinischen Instrumenten sowie anderen medizinischen und technischen Geräten.

- **Schnelle Ergebnisse:** Das Gerät liefert unmittelbare Rückmeldungen, wodurch Prüfzeiten deutlich reduziert und die Effizienz im Arbeitsablauf gesteigert wird.

Anwendungsbereiche:

- Leckageprüfung bei *Endoskopen* und flexiblen medizinischen Instrumenten
- Sicherstellung der Dichtigkeit von *medizintechnischen Geräten*
- Qualitätskontrolle und Wartungsarbeiten in medizinischen Einrichtungen
- Diagnose und Fehlerbehebung in pneumatischen Systemen

Der Speidel & Keller-Karl Storz Hand-Leckageprüfer ist somit ein unverzichtbares Werkzeug für Fachpersonal, das höchste Ansprüche an Sicherheit und Präzision im medizinischen Bereich stellt. Mit seiner robusten Konstruktion und der einfachen Handhabung unterstützt er die Einhaltung gesetzlicher Sicherheitsstandards und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer empfindlicher medizinischer Geräte bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

