



ST JUDE EP-4 STIMULATOR ENSITE EE3000
+ H700491

SKU: JG052025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Kardiologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der St. Jude Medical EP-4 Stimulator ist ein programmierbarer kardialer Stimulator, der für elektrophysiologische Untersuchungen entwickelt wurde. Er ermöglicht die präzise Steuerung von Stimulationsprotokollen zur Diagnose und Behandlung von Herzrhythmusstörungen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

