



ST. JUDE MEDICAL INC. 3500 PACEMAKER PROGRAMMER

SKU: ID032025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Kardiologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der St. Jude Medical 3500 Pacemaker Programmer ist ein entscheidendes Gerät in der kardiologischen Praxis, das Ärzten hilft, die Behandlung von Patienten mit Herzschrittmachern zu optimieren, Diagnosen zu stellen und die Therapie kontinuierlich anzupassen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

