



## [STERIBOX STERIKONTAINER - STERILISATIONSBEHÄLTER CA 27 X 27](#)

SKU: GM082025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Laborequipment](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Steribox Sterikontainer** ist ein hochwertiger Sterilisationsbehälter, der speziell für die sichere und hygienische Aufbewahrung sowie den Transport von medizinischen Instrumenten konzipiert wurde. Mit den Maßen von ca. **27 x 27 cm** bietet dieser Sterilisationsbehälter ausreichend Platz für verschiedene Sterilgutarten und ist ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen, Laboren und anderen medizinischen Einrichtungen geeignet.

#### Eigenschaften und Vorteile:

- **Robuste Bauweise:** Gefertigt aus hochwertigen, langlebigen Materialien, die eine zuverlässige Sterilisation und Transport gewährleisten.
- **Optimale Sterilisationsdurchlässigkeit:** Spezielle Perforationen oder Belüftungselemente ermöglichen eine optimale Dampfzirkulation während des Sterilisationsprozesses, beispielsweise im Autoklav.
- **Sichere Handhabung:** Der Sterikontainer verfügt über einen zuverlässigen Verschlussmechanismus, der ein unbeabsichtigtes Öffnen verhindert und somit die Sterilität der Instrumente bewahrt.
- **Leichte Reinigung und Desinfektion:** Die glatten Oberflächen und das Material sind beständig gegenüber gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, was eine einfache und hygienische Pflege ermöglicht.
- **Vielseitigkeit:** Durch die großzügigen Innenmaße eignet sich der Behälter für unterschiedlichste Instrumente und medizinische Utensilien.

#### Anwendungsbereiche:

- Sterilisation von chirurgischen Instrumenten und medizinischem Zubehör
- Sichere Lagerung von sterilisierten Materialien vor dem Einsatz
- Transport von Sterilgut innerhalb medizinischer Einrichtungen



Der Steribox Sterikontainer unterstützt somit eine effektive Infektionsprävention und trägt maßgeblich zur Aufrechterhaltung höchster Hygienestandards in medizinischen Einrichtungen bei. Sein durchdachtes Design und die hochwertige Verarbeitung machen ihn zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel für die professionelle Sterilgutversorgung.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

