



**STEUTE MEDIZINTECHNIK 10047664 -
KF21W1W-MED GP21 - FOOT PEDAL SWITCH
USED**

SKU: KR012025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Steute Medizintechnik KF21W1W-MED GP21 ist ein medizinischer Fußschalter, der für präzise Steuerung in klinischen Anwendungen konzipiert wurde. Er verfügt über zwei Pedale und bietet eine robuste Bauweise mit hoher Schutzart (IPX8), was ihn ideal für den Einsatz in feuchten Umgebungen macht.

Technische Merkmale:

- Pedale: 2
- Schutzart: IPX8 (IEC 60529)
- Schaltkontakte: Reed-Kontakt / Mikroschalter / Hall-Sensor
- Schaltspannung: max. 25 VAC / 60 VDC
- Schaltstrom: max. 1 A
- Mechanische Lebensdauer: >1 Million Betätigungen
- Gehäusematerial: Thermoplastisch, schlagfest, selbstverlöschend
- Kabel: Standardmäßig 2 m, andere Längen optional

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

