



## **STIHLER ASTOPAD OPT 120 PATIENT WARMER - STEUERGERÄT MIT WÄRMEMATTE**

**SKU:** DP102019-NV // EA102019-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Stihler Astopad OPT 120 Patient Warmer** ist ein zuverlässiges Steuergerät mit integrierter Wärmematte, das eine präzise und gleichmäßige Temperaturregelung zur Vermeidung von Unterkühlung bei Patienten gewährleistet. Dieses medizinische Gerät bietet eine sichere und effektive Wärmeabgabe für den Einsatz in klinischen Umgebungen.



---

**Categories:** [Fundgrube](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **Stihler Astopad OPT 120 Patient Warmer** ist ein hochmodernes Steuergerät mit integrierter Wärmematte, das speziell für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Es dient der effektiven und kontrollierten Wärmezufuhr bei Patienten, um eine optimale Temperaturregulierung zu gewährleisten und das Risiko von Unterkühlung zu minimieren.

Das Gerät zeichnet sich durch seine präzise Temperatursteuerung und einfache Handhabung aus. Die integrierte Wärmematte besteht aus hochwertigen, biokompatiblen Materialien, die eine gleichmäßige Wärmeverteilung garantieren und gleichzeitig höchsten Komfort für den Patienten bieten.

### **Hauptmerkmale des Stihler Astopad OPT 120 Patient Warmer:**

- **Präzise Temperaturregelung:** Das Steuergerät ermöglicht eine exakte Einstellung und Überwachung der



Wärmezufuhr, um die gewünschte Temperatur konstant zu halten.

- **Schnelle Aufwärmzeit:** Die Wärmematte erreicht die eingestellte Temperatur in kürzester Zeit, was gerade in Notfallsituationen von entscheidendem Vorteil ist.
- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Überhitzungsschutzmechanismen und automatische Abschaltung sorgen für maximale Patientensicherheit.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Intuitive Steuerungselemente und gut ablesbare Anzeigen erleichtern die Handhabung durch medizinisches Fachpersonal.
- **Hygienisches Design:** Die Wärmematte ist leicht zu reinigen und desinfizieren, wodurch sie den strengen Anforderungen im klinischen Umfeld entspricht.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Geeignet für den Einsatz in Operationssälen, Intensivstationen, Notaufnahmen sowie in der postoperativen Patientenversorgung.

Das Stihler Astopad OPT 120 Patient Warmer Steuergerät mit Wärmematte unterstützt die medizinische Versorgung durch eine zuverlässige und kontrollierte Wärmetherapie, die zur Stabilisierung des Patienten beiträgt. Durch seine robuste Bauweise und die einfache Integration in bestehende medizinische Arbeitsabläufe ist es ein unverzichtbares Hilfsmittel in der modernen Patientenbehandlung.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

