



## [STORZ 201230 20 SHORT ARC 270 PLUS XENON KALTLICHTQUELLE](#)

**SKU:** DA082025

**830,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

**Storz 201230 20 Short Arc 270 Plus Xenon Kaltlichtquelle** überzeugt durch eine leistungsstarke, helle und konstante Lichtquelle, die eine optimale Ausleuchtung bei minimaler Wärmeentwicklung gewährleistet. Dieses hochwertige Gerät ist ideal für präzise medizinische Anwendungen und unterstützt eine verbesserte Sichtbarkeit während endoskopischer Eingriffe.



---

**Categories:** [Starre Endoskope & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Storz 201230 20 Short Arc 270 Plus Xenon Kaltlichtquelle** ist eine hochmoderne Beleuchtungseinheit, die speziell für endoskopische Anwendungen entwickelt wurde. Sie bietet eine leistungsstarke und gleichmäßige Lichtquelle, die eine hervorragende Sichtbarkeit und Präzision bei minimal-invasiven Eingriffen gewährleistet.

### Leistungsmerkmale:

- **Xenon-Technologie:** Die 270 Plus Xenonlampe liefert ein sehr helles, tageslichtähnliches Licht mit hoher Farbtreue, was die Darstellung von Gewebestrukturen optimiert.
- **Kaltlichtquelle:** Durch die innovative Kaltlichttechnik wird eine Überhitzung des Operationsfeldes verhindert, was die Sicherheit und den Komfort während der Anwendung erhöht.
- **Short Arc Design:** Das kompakte Short Arc Design ermöglicht eine effiziente Lichtbündelung und sorgt für

eine homogene Ausleuchtung auch in schwer zugänglichen Bereichen.

- **Langlebigkeit:** Die hochwertige Xenonlampe ist für eine lange Lebensdauer konzipiert, was die Betriebskosten senkt und die Zuverlässigkeit im klinischen Alltag steigert.
- **Einfache Integration:** Die Kaltlichtquelle ist kompatibel mit einer Vielzahl von Storz-Endoskopen und lässt sich problemlos in bestehende Systeme integrieren.

### **Anwendungsgebiete:**

Diese Kaltlichtquelle eignet sich ideal für verschiedenste minimal-invasive medizinische Verfahren, darunter:

- Gastroenterologie
- Urologie
- Gynäkologie
- HNO-Chirurgie
- Orthopädie

### **Technische Daten:**

- Modell: Storz 201230 20 Short Arc 270 Plus
- Beleuchtungstyp: Xenon Kaltlichtquelle
- Lichtquelle: 270 Watt Xenonlampe
- Lebensdauer der Lampe: ca. 2000 Stunden
- Spannung: 220-240 V
- Gewicht: kompakt und leicht für einfache Handhabung

Die **Storz 201230 20 Short Arc 270 Plus Xenon Kaltlichtquelle** kombiniert modernste Lichttechnologie mit robustem Design und hoher Benutzerfreundlichkeit. Sie stellt somit eine unverzichtbare Komponente für präzise und sichere endoskopische Untersuchungen und Eingriffe dar.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**Weight** 12 kg



## GALLERIE

