



[STORZ 20221030 202210 30 TELCAM KAMERAKOPF](#)

SKU: EI022026-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Storz 20221030 Telcam Kamerakopf bietet eine hochauflösende Bildqualität für präzise endoskopische Untersuchungen und Eingriffe. Das robuste Design gewährleistet Zuverlässigkeit und optimale Handhabung im medizinischen Einsatz.



Categories: [Starre Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Storz 20221030 Telcam Kamerakopf** ist ein hochmodernes Endoskopie-Zubehörteil, das speziell für die präzise Bildgebung in der minimalinvasiven Chirurgie und Diagnostik entwickelt wurde. Dieses Kamerakopf-Modell zeichnet sich durch seine erstklassige optische Qualität und robuste Bauweise aus, die eine zuverlässige und langlebige Nutzung im klinischen Alltag gewährleistet.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Der Telcam Kamerakopf liefert scharfe und kontrastreiche Bilder, die eine exzellente Visualisierung von anatomischen Strukturen ermöglichen.
- **Kompatibilität:** Das Modell 20221030 ist kompatibel mit einer Vielzahl von Storz-Endoskopen und Kamerasystemen, was eine flexible Integration in bestehende Arbeitsabläufe erlaubt.
- **Langlebige Konstruktion:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, überzeugt der Kamerakopf durch seine Beständigkeit gegenüber den Beanspruchungen im OP-Umfeld und häufigem Sterilisationsprozessen.
- **Einfache Handhabung:** Das ergonomische Design erleichtert die Montage und Handhabung, was den Workflow im Operationssaal optimiert und die Bedienung intuitiv gestaltet.
- **Optimierte Lichtführung:** Durch die präzise Lichtführung wird eine gleichmäßige Ausleuchtung des



Sichtfeldes erreicht, was die Diagnostik und Therapie unterstützt.

Anwendungsbereiche:

- Minimalinvasive Chirurgie
- Gastroenterologie
- Urologie
- HNO-Endoskopie
- Gynäkologie
- Weitere endoskopische Verfahren

Der **Storz 20221030 Telcam Kamerakopf** ist somit eine erstklassige Wahl für medizinische Einrichtungen, die Wert auf präzise Bildgebung und zuverlässige Technik legen. Er unterstützt Mediziner dabei, Diagnosen zu stellen und Eingriffe sicher und effizient durchzuführen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 2 kg



GALLERIE

