



[STORZ 263310 20 – 26331020 INSUFFLATOR HAMOU ENDOMAT](#)

SKU: FB082025 - FH012026

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Storz 263310 20 – 26331020 Insufflator Hamou Endomat** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell für die insufflation in der minimal-invasiven Chirurgie entwickelt wurde. Dieses Insufflator-System gewährleistet eine präzise und sichere CO₂-Gasversorgung, die für die Schaffung und Aufrechterhaltung eines optimalen Pneumoperitoneums während endoskopischer Eingriffe unerlässlich ist.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Präzise Gasregulierung:** Der Hamou Endomat ermöglicht eine exakte Einstellung und Kontrolle des CO₂-Drucks und -Volumens, was für die Stabilität des Arbeitsraums im Bauchraum entscheidend ist.
- **Sicherheitsmechanismen:** Integrierte Alarmsysteme überwachen kontinuierlich Druck, Flussrate und Gasvolumen, um Komplikationen wie Überdruck oder Gasembolie zu verhindern.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienoberfläche mit klaren Anzeigen und einfachen Steuerungsmöglichkeiten unterstützt das medizinische Personal bei der schnellen und sicheren Anwendung.
- **Kompatibilität:** Das Gerät ist kompatibel mit verschiedenen endoskopischen Instrumenten und lässt sich flexibel in bestehende OP-Abläufe integrieren.
- **Robuste Bauweise:** Hochwertige Materialien und eine solide Konstruktion gewährleisten eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Anwendungsbereiche:

Der Insufflator Hamou Endomat wird vor allem in der laparoskopischen Chirurgie eingesetzt, beispielsweise bei:

- Gynäkologischen Eingriffen (z. B. Adhäsiolyse, Ovarrektomie)



- Allgemeinchirurgischen Operationen (z. B. Cholezystektomie, Appendektomie)
- Urologischen Verfahren
- Thorakoskopischen Eingriffen

Durch die präzise Kontrolle der CO₂-Insufflation trägt der Hamou Endomat wesentlich zur Verbesserung der Sichtverhältnisse und zur Schonung des Gewebes bei, was die Sicherheit und Effizienz minimal-invasiver Operationen erhöht.

Zusammenfassung:

Der *Storz 263310 20 – 26331020 Insufflator Hamou Endomat* ist ein unverzichtbares Gerät für moderne endoskopische und laparoskopische Chirurgieverfahren. Mit seiner präzisen Gassteuerung, umfangreichen Sicherheitsfunktionen und benutzerfreundlichen Handhabung unterstützt er Chirurgen dabei, optimale Ergebnisse für ihre Patienten zu erzielen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

