



## STORZ HALOGEN 250 TWIN 201130 20 LICHTQUELLE KALTLICHTQUELLE LIGHT SOURCE

SKU: CX032019 - GU042025

555,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Die **Storz Halogen 250 twin 201130** ist eine leistungsstarke Kaltlichtquelle, die eine helle und gleichmäßige Beleuchtung für medizinische Endoskopie-Anwendungen bietet. Dank der halogenbasierten Technologie gewährleistet sie eine zuverlässige und langlebige Lichtquelle für präzise diagnostische Verfahren.



---

Categories: [Lichtquellen & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Storz Halogen 250 twin 201130 20** ist eine hochwertige **Kaltlichtquelle**, die speziell für den Einsatz in der medizinischen Endoskopie entwickelt wurde. Dieses Gerät liefert eine stabile, helle und gleichmäßige Beleuchtung, die für präzise Diagnostik und minimal-invasive Eingriffe unerlässlich ist.

### Technische Merkmale und Vorteile:

- **Halogenlicht-Technologie:** Die Halogenlampen erzeugen ein helles, natürliches Licht mit hoher Farbwiedergabe, das eine optimale Sicht auf das Untersuchungsgebiet ermöglicht.
- **Leistung von 250 Watt:** Die leistungsstarke Lichtquelle garantiert eine konstante und intensive Ausleuchtung, selbst bei komplexen endoskopischen Verfahren.
- **Twin-Lampensystem:** Zwei Halogenlampen sorgen für eine erhöhte Betriebssicherheit und verlängerte Lebensdauer, da im Falle eines Lampenausfalls sofort auf die Ersatzlampe umgeschaltet wird.



- **Kaltlichtquelle:** Durch die spezielle Lichtführung bleibt die Lichtquelle kühl, was das Risiko einer Wärmeschädigung am Gewebe minimiert und den Komfort für Patient und Anwender erhöht.
- **Universelle Kompatibilität:** Die Lichtquelle ist kompatibel mit verschiedenen Endoskopsystemen und bietet somit flexible Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen medizinischen Fachbereichen.
- **Einfache Handhabung:** Intuitive Steuerungselemente ermöglichen eine schnelle Anpassung der Lichtintensität und eine unkomplizierte Bedienung im klinischen Alltag.

### **Anwendungsbereiche:**

Die Storz Halogen 250 twin 201130 20 Kaltlichtquelle ist ideal geeignet für:

- Gastroenterologische Endoskopie
- HNO-Untersuchungen
- Urologische Endoskopie
- Chirurgische Eingriffe mit minimal-invasiven Techniken

Mit ihrem robusten Design und der zuverlässigen Lichtleistung unterstützt die **Storz Halogen 250 twin** Fachpersonal dabei, präzise und sichere Untersuchungen durchzuführen. Dank der Kaltlichttechnik wird eine optimale Beleuchtung gewährleistet, ohne dass das Untersuchungsgebiet durch Wärme belastet wird.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**Weight** 8 kg



## GALLERIE

