



[STRYKER 250-070-601 IRRIGATION PUMP](#)

SKU: IN052025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Stryker 250-070-601 Irrigation Pump** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell für die präzise und zuverlässige Spülung während chirurgischer Eingriffe entwickelt wurde. Dieses Pumpensystem bietet eine gleichmäßige und kontrollierte Flüssigkeitszufuhr, wodurch optimale Sichtverhältnisse im Operationsfeld gewährleistet werden.

Dank ihrer robusten Konstruktion und der benutzerfreundlichen Bedienoberfläche ist die Stryker 250-070-601 ideal für den Einsatz in verschiedenen chirurgischen Fachrichtungen, insbesondere in der Orthopädie, Neurochirurgie und Allgemeinchirurgie.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Präzise Fluidkontrolle:** Ermöglicht eine exakte Regulierung der Spülmenge und -geschwindigkeit, was die Sicherheit und Effizienz während des Eingriffs erhöht.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Schnittstelle mit klaren Anzeigen und einfachen Einstellungen für eine schnelle Anpassung während der Operation.
- **Kompatibilität:** Unterstützt eine Vielzahl von Spülschläuchen und Zubehörteilen, was flexible Anwendungsmöglichkeiten bietet.
- **Leise und zuverlässige Performance:** Minimiert störende Geräusche im OP und gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb.
- **Hygienisches Design:** Leicht zu reinigen und zu desinfizieren, um höchste Standards der Infektionskontrolle zu erfüllen.

Die Stryker 250-070-601 Irrigation Pump trägt maßgeblich zur Verbesserung der chirurgischen Abläufe bei, indem sie eine konstante Spülung sicherstellt, die Sichtbarkeit erhöht und somit die Präzision des Operateurs unterstützt.



Sie ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für moderne, minimalinvasive und offene chirurgische Verfahren.

Technische Spezifikationen:

- Spülvolumen: Anpassbar je nach Bedarf
- Flussrate: Variabel einstellbar
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit Sicherheitsfunktionen
- Abmessungen: Kompakt und platzsparend
- Gewicht: Leicht für mobilen Einsatz

Mit der Stryker 250-070-601 Irrigation Pump investieren Sie in ein bewährtes und leistungsstarkes System, das den hohen Anforderungen moderner chirurgischer Umgebungen gerecht wird und sowohl Patientensicherheit als auch Behandlungsergebnisse verbessert.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

