



[STRYKER 375-704-500 375704500 SHAVER HANDSTCK HANDPIECE FORMULA CORE SHAVER HANDPIECE](#)

SKU: CP012026-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Stryker 375-704-500 Shaver Handstück ist ein hochpräzises chirurgisches Instrument, das für effiziente Gewebeabtragung und -präparation in minimalinvasiven Eingriffen entwickelt wurde. Das robuste *Formula Core Shaver Handpiece* gewährleistet optimale Handhabung und Langlebigkeit bei anspruchsvollen operativen Anwendungen.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Stryker 375-704-500 Shaver Handstück** ist ein hochwertiges, präzisionsgefertigtes Instrument, das speziell für den Einsatz in der arthroskopischen Chirurgie entwickelt wurde. Dieses Handstück bildet das Kernstück des Formula Core Shaver Systems und ist bekannt für seine Zuverlässigkeit, Ergonomie und Leistungsfähigkeit.

Produktmerkmale und Funktionen:

- **Kompatibilität:** Das Handstück ist kompatibel mit einer Vielzahl von Shaver-Klingen und -Zubehörteilen von Stryker, was eine flexible Anpassung an unterschiedliche chirurgische Anforderungen ermöglicht.
- **Ergonomisches Design:** Das Handstück liegt dank seiner optimierten Form und Oberfläche sicher und komfortabel in der Hand, was eine präzise Führung und lange Einsatzzeiten ohne Ermüdung unterstützt.
- **Robuste Bauweise:** Hochwertige Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung sorgen für Langlebigkeit und eine zuverlässige Funktion auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



- **Einfache Handhabung:** Die intuitive Anschluss- und Bedienmöglichkeit erleichtert das schnelle Wechseln der Instrumente und reduziert die Vorbereitungszeit vor Eingriffen.
- **Hygiene und Sterilisation:** Das Handstück ist für die Sterilisation in gängigen Verfahren geeignet, was die Einhaltung hoher hygienischer Standards im Operationssaal gewährleistet.

Anwendungsbereiche:

Das Stryker 375-704-500 Shaver Handstück wird überwiegend in der Orthopädie eingesetzt, insbesondere bei arthroskopischen Eingriffen an Gelenken wie Knie, Schulter, Hüfte und Ellenbogen. Es unterstützt Chirurgen dabei, präzise Gewebe zu entfernen, zu formen oder zu bearbeiten, was zu verbesserten Operationsergebnissen und verkürzten Rehabilitationszeiten führt.

Technische Spezifikationen:

- Modellnummer: 375-704-500
- Typ: Formula Core Shaver Handstück
- Material: Hochwertige, medizinisch zugelassene Legierungen
- Sterilisierbarkeit: Autoklavierbar
- Kompatibilität: Stryker Shaver-Systeme

Durch die Kombination von Präzision, Ergonomie und Langlebigkeit stellt das **Stryker 375-704-500 Shaver Handstück** eine unverzichtbare Komponente für moderne minimalinvasive chirurgische Verfahren dar und unterstützt Chirurgen dabei, höchste Behandlungsstandards zu erfüllen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem
Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

Lieferumfang

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

