



**STRYKER 4100-133 1/4\"/>**

**SKU:** AM032025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Unkategorisiert](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung: Stryker 4100-133 Jacobs Spannfutterbohrer

Funktion: Spannfutter-Bohrer zum Halten und Führen von chirurgischen Bohrern oder Fräsen

Einsatz: Operative Eingriffe, z.B. Orthopädie, Traumatologie

Merkmale:

- Kompatibel mit Stryker-Systemen
- Robuste Bauweise für präzises Arbeiten
- Spannmechanismus für sicheren Halt von Bohrern

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

