



## [STRYKER 4100-210 AO LARGE REAMER DRIVER SYNTHES REAMER ATTACHMENT](#)

SKU: AZ032025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**Stryker 4100-210 AO Large Reamer Driver Synthes Reamer Attachment** ist ein hochwertiges chirurgisches Instrument, das speziell für die präzise und sichere Anwendung bei orthopädischen Eingriffen entwickelt wurde. Es gewährleistet eine optimale Kraftübertragung und Kontrolle beim Reaming großer Knochenstrukturen.



---

Categories: [Op Instrumente](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Stryker 4100-210 AO Large Reamer Driver Synthes Reamer Attachment** ist ein hochwertiges chirurgisches Instrument, das speziell für die orthopädische Chirurgie entwickelt wurde. Es dient als robustes und zuverlässiges Aufsatzgerät für Reamer, die in der Frakturbehandlung und Knochenpräparation zum Einsatz kommen.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Kompatibilität:** Der Reamer Driver ist kompatibel mit Synthes AO Large Reamern und kann problemlos an gängige chirurgische Antriebssysteme angeschlossen werden.
- **Präzision:** Ermöglicht eine kontrollierte und präzise Rotation der Reamer, was eine exakte Knochenbearbeitung gewährleistet.
- **Robuste Konstruktion:** Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit sicherstellen.
- **Ergonomisches Design:** Das Design unterstützt eine einfache Handhabung und minimiert



Ermüdungserscheinungen während längerer Operationen.

- **Sterilisierbar:** Für die sichere Verwendung in sterilen Umgebungen geeignet und kompatibel mit gängigen Sterilisationsverfahren.

### **Anwendungsgebiet:**

Der Stryker 4100-210 AO Large Reamer Driver wird hauptsächlich in der Traumatologie und Orthopädie verwendet, insbesondere bei der Vorbereitung von Knochen für Implantate oder bei der Frakturversorgung. Durch seine Zuverlässigkeit und Präzision unterstützt er Chirurgen dabei, optimale Operationsergebnisse zu erzielen.

### **Technische Daten:**

- Modellnummer: 4100-210
- Hersteller: Stryker
- Typ: AO Large Reamer Driver Attachment
- Material: Hochwertiger medizinischer Edelstahl
- Kompatibilität: Synthes AO Large Reamers

Zusammenfassend bietet der Stryker 4100-210 AO Large Reamer Driver Synthes Reamer Attachment eine exzellente Kombination aus Präzision, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit, wodurch er zu einem unverzichtbaren Werkzeug in modernen orthopädischen Eingriffen wird.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

