



## [STRYKER 4100-210 DRIVER SYNTHES REAMER ATTACHMENT](#)

**SKU:** AY032025-K S - EJ022026-K

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Op Instrumente](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Tryker 4100-210 Driver Synthes Reamer Attachment** ist ein hochwertiges, chirurgisches Zubehörteil, das speziell für den Einsatz im Bereich der orthopädischen Chirurgie entwickelt wurde. Dieses Aufsatzstück dient der effizienten und präzisen Verbindung zwischen dem Antriebssystem und den Synthes Reamern, um eine optimale Leistung während operativer Eingriffe zu gewährleisten.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Kompatibilität:** Das Attachment ist speziell für den Einsatz mit Tryker-Antriebssystemen konzipiert und harmoniert perfekt mit Synthes Reamern, wodurch eine sichere und stabile Verbindung gewährleistet wird.
- **Robuste Bauweise:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, bietet das Produkt eine hohe Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber den Belastungen im OP-Alltag.
- **Präzision:** Durch die passgenaue Konstruktion ermöglicht das Attachment eine präzise Führung des Reamers, was die Qualität der Knochenbearbeitung verbessert und das Risiko von Komplikationen minimiert.
- **Einfache Handhabung:** Das Design erlaubt eine schnelle und unkomplizierte Montage sowie Demontage, was die Effizienz im Operationssaal erhöht und die Vorbereitungszeit reduziert.
- **Reinigungs- und Sterilisationsfreundlich:** Das Material und die Oberfläche sind so ausgelegt, dass sie eine einfache Reinigung und Sterilisation nach den strengen Anforderungen im medizinischen Bereich ermöglichen.

### Anwendungsbereiche:

Das Tryker 4100-210 Driver Synthes Reamer Attachment wird vorwiegend in der orthopädischen Chirurgie eingesetzt, insbesondere bei Verfahren zur Knochenbearbeitung, wie z.B. der Implantation von Prothesen oder der



Behandlung von Frakturen. Es unterstützt Chirurgen dabei, Reamer präzise und kontrolliert zu führen, um optimale operative Ergebnisse zu erzielen.

**Technische Daten:**

- Hersteller: Tryker
- Produktnummer: 4100-210
- Kompatibilität: Synthes Reamer, Tryker Driver Systems
- Material: Hochwertiger Edelstahl / Medizinischer Stahl
- Oberfläche: Korrosionsbeständig und sterilisationsfähig

Das Tryker 4100-210 Driver Synthes Reamer Attachment stellt somit eine essenzielle Komponente für orthopädische Eingriffe dar, die durch seine Präzision, Robustheit und Benutzerfreundlichkeit überzeugt. Es unterstützt Chirurgen dabei, operative Prozesse sicherer und effizienter zu gestalten und trägt maßgeblich zur Verbesserung der Patientenergebnisse bei.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

