



STRYKER 4405 STRYKER 4405 CD4 CORDLESS DRIVER 4 HANDPIECE

SKU: KN012026-K (5x) - KT012026-K (4x)

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Stryker Cordless Driver 4 (CD4) Handstück (Modell 4405-000-000)** ist ein kabelloses chirurgisches Antriebssystem, das speziell für Eingriffe in der Sportmedizin und orthopädischen Trauma-Chirurgie entwickelt wurde. Es dient zum Schneiden, Bohren und Fixieren von Knochen sowie zum Einbringen von Schrauben und Drähten.

Wichtige Merkmale und Leistung

- **POWEReam-Technologie:** Dieses System liefert laut Stryker bis zu **93 % mehr Drehmoment** im Vergleich zu Vorgängermodellen, was es besonders leistungsfähig für anspruchsvolle Fräsarbeiten macht.
- **Ergonomie:** Das Handstück verfügt über ein kompaktes Design mit **Dual-Trigger-Steuerung** (Vorwärts- und Rückwärtslauf) für präzise Handhabung.
- **Energieversorgung:** Es nutzt die **Stryker SmartLiFE Lithium-Ionen-Akkutechnologie**, die eine längere Laufzeit bei geringerem Gewicht bietet.
- **Vielseitigkeit:** Durch ein Schnellkupplungssystem ist das Handstück mit einer Vielzahl von Aufsätzen für verschiedene chirurgische Anwendungen kompatibel.

Technische Spezifikationen

Nach Angaben von Herstellern und Händlern wie Alpha Biomedical Sales und Stryker weist das Gerät folgende Daten auf:

- **Gewicht:** Etwa 567 Gramm (20 Unzen).
- **Modi:** Vorwärts, Rückwärts und Oszillationsmodus (bei gleichzeitigem Drücken beider Trigger).
- **Reinigung:** Das Gehäuse ist vollständig **autoklavierbar** (sterilisierbar).



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

