



[STRYKER 5407-120-472 SIGNATURE ELITE 12 CM ANGLED ATTACHMENT](#)

SKU: HK102025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op Instrumente](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Stryker 5407-120-472 Signature Elite 12 cm Angled Attachment** ist ein hochwertiges, präzisionsgefertigtes chirurgisches Zubehörteil, das speziell für den Einsatz mit dem Signature Elite System von Stryker entwickelt wurde. Dieses Winkelaufsatzmodul bietet eine optimale Kombination aus Ergonomie, Funktionalität und Langlebigkeit, um anspruchsvolle chirurgische Eingriffe effektiv zu unterstützen.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Präzise Winkelgeometrie:** Der 12 cm lange Winkelaufsatz ermöglicht eine verbesserte Zugänglichkeit in schwer erreichbaren anatomischen Bereichen, was die Präzision während der Operation erhöht.
- **Hochwertige Materialien:** Gefertigt aus biokompatiblen und sterilisierbaren Materialien, garantiert das Attachment eine lange Lebensdauer sowie optimale Hygienestandards.
- **Kompatibilität:** Speziell konzipiert für das Signature Elite System von Stryker, gewährleistet es eine sichere und stabile Verbindung sowie eine einfache Montage und Demontage.
- **Ergonomisches Design:** Die spezielle Winkelkonstruktion ermöglicht eine bessere Handhabung und reduziert Ermüdungserscheinungen bei länger andauernden chirurgischen Eingriffen.
- **Vielseitiger Einsatz:** Ideal geeignet für orthopädische und neurochirurgische Anwendungen, bei denen präzise

und kontrollierte Schnitte oder Bohrungen erforderlich sind.

Anwendungsgebiete:

Das Stryker 5407-120-472 Signature Elite Angled Attachment wird häufig in folgenden medizinischen Bereichen eingesetzt:

- Orthopädie (z. B. Gelenkrekonstruktionen, Knochenchirurgie)
- Neurochirurgie
- Traumatologie
- Allgemeine Chirurgie mit Bedarf an präziser Winkelanwendung

Technische Spezifikationen:

- Länge: 12 cm
- Winkeltyp: Abgewinkelt zur besseren Zugänglichkeit
- Material: Hochwertiger Edelstahl, autoklavierbar
- Kompatibilität: Signature Elite System von Stryker

Zusammenfassend stellt das **Stryker 5407-120-472 Signature Elite 12 cm Angled Attachment** eine unverzichtbare Komponente für Chirurgen dar, die präzise, sichere und effiziente operative Ergebnisse erzielen möchten. Durch seine robuste Bauweise und durchdachte Konstruktion unterstützt es den chirurgischen Workflow und trägt zur Patientensicherheit bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

