



## [STRYKER CORE 5400-50- KONSOLE SHAVER](#)

SKU: E0062025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Stryker CORE 5400-50 Konsole Shaver** stellt eine hochmoderne Lösung für arthroskopische und endoskopische chirurgische Eingriffe dar. Diese Konsole wurde speziell entwickelt, um Chirurgen eine präzise, zuverlässige und effiziente Steuerung ihrer Shaver-Systeme zu ermöglichen und somit die operative Sicherheit und Effektivität zu erhöhen.

### Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Intuitive Bedienoberfläche:** Die Konsole verfügt über ein benutzerfreundliches Interface mit klar strukturierten Tasten und Anzeigen, die eine einfache Einstellung der Shaver-Geschwindigkeit und -Funktionalität erlauben.
- **Leistungsstarke Motorsteuerung:** Der CORE 5400-50 bietet eine präzise Motorsteuerung, die eine optimale Schneidleistung bei minimalem Gewebetrauma gewährleistet.
- **Vielseitigkeit:** Kompatibel mit einer Vielzahl von Shaver-Handstücken und Instrumenten, unterstützt die Konsole unterschiedliche chirurgische Anwendungen, beispielsweise in der Orthopädie, Traumatologie und anderen minimal-invasiven Verfahren.
- **Sicherheit und Zuverlässigkeit:** Die Konsole ist mit mehreren Schutzmechanismen ausgestattet, die den Betrieb überwachen und bei Abweichungen automatisch eingreifen, um Patient und Anwender zu schützen.
- **Einfache Wartung:** Das Design ermöglicht einen schnellen Zugriff auf interne Komponenten, was die Wartung und den Service vereinfacht, um Ausfallzeiten zu minimieren.
- **Ergonomisches Design:** Die kompakte Bauweise und das durchdachte Layout erleichtern die Integration in den OP-Arbeitsplatz und verbessern den Bedienkomfort für das medizinische Personal.

### Anwendungsgebiete:

Die Stryker CORE 5400-50 Konsole Shaver wird hauptsächlich in der arthroskopischen Chirurgie eingesetzt,



darunter:

- Orthopädische Gelenkoperationen (z. B. Knie, Schulter, Hüfte)
- Sportverletzungsbehandlungen
- Traumatologische Eingriffe
- Allgemeine minimal-invasive Verfahren, bei denen Gewebe präzise entfernt oder geformt werden muss

**Fazit:**

Mit der Stryker CORE 5400-50 Konsole Shaver erhalten Chirurgen ein leistungsstarkes, zuverlässiges und anwenderfreundliches Instrument, das die Präzision und Sicherheit bei minimal-invasiven Operationen signifikant verbessert. Durch ihre Vielseitigkeit und innovative Technologie trägt die Konsole maßgeblich zur Optimierung chirurgischer Abläufe bei.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

